

Tooxy : la gamme de capteurs avec écran

- Un design adapté avec écran pour une bonne lecture quel que soit l'usage
- Mise en œuvre immédiate en mode mesure
- Reconnaissance automatique en mode Ex.A.O.
- Une gamme complète adaptée au collège

Console Tooxy



Toutes les caractéristiques techniques sur www.jeulin.fr

Réf. 480 000 07 **166,39 € HT**
199,00 € TTC

Capteur Oxymètre Air/Eau

- Mesure simple dans l'air ou dans l'eau



Fonctionne avec la sonde Air/Eau réf. 453 052

Réf. 482 106 00 **58,53 € HT**
70,00 € TTC

Capteur Fréquence Cardiaque

- Préhension manuelle
- Mesure directe de la fréquence cardiaque



Réf. 482 105 00* **209,87 € HT**
251,00 € TTC

Capteur Ventilation

- 3 mesures : volume, débit et fréquence respiratoire



Réf. 482 109 00* **177,26 € HT**
212,00 € TTC

Capteur CO₂-mètre Air

- Sans réglage



Réf. 482 107 00** **241,64 € HT**
289,00 € TTC

Capteur Thermomètre 50/+150 °C

- Sonde en inox exploitable dans toutes les situations



Réf. 482 101 01 **66,05 € HT**
79,00 € TTC

Capteur pH-mètre

- Réglage intuitif avec indications à l'écran



Réf. 482 203 01 **100,33 € HT**
120,00 € TTC

Capteur Pressiomètre 0 - 2000 hPa

- Reconnaissance automatique immédiate pour des TP simplifiés



Réf. 482 104 01 **90,30 € HT**
108,00 € TTC

Capteur Luxmètre 2000 Lux / 200 kLux

- Mesure en extérieur ou intérieur



Réf. 482 102 01 **62,71 € HT**
75,00 € TTC

Capteur Hygromètre 0-100 %



Réf. 482 103 01 **89,47 € HT**
107,00 € TTC

Toutes les caractéristiques techniques sur www.jeulin.fr

Tooxy • Concept et gamme Sciences de la Vie et de la Terre



Mesure ou Ex.A.O.
le meilleur des 2 mondes vous attend...

JEULIN Partageons l'expérience



www.jeulin.fr



0 825 563 563



0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe

Assistance technique **0 825 563 563**

0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe

Tooxy

La mesure...



Design unique



Stabilité et ergonomie



Passe-fil



Connexion USB



Capteur avec écran

Témoign de mise sous tension

Vivez des expériences uniques...

Pack découverte Commun Tooxy pour la Physique-Chimie et la SVT

749,00 €
Réf. 483 004 01

- Composition**
- 1 console Tooxy
 - 1 Atelier Scientifique embarqué Physique-Chimie
 - 1 Atelier Scientifique embarqué SVT
 - 1 capteur Ampèremètre
 - 1 capteur Voltmètre
 - 1 capteur Oxymètre
 - 1 sonde O₂ Air/Eau
 - 1 capteur Température rapide

Pack commun sans valise
Réf. 483 003 01 **584,45 € HT**
699,00 € TTC

Pack commun avec valise
Réf. 483 004 01 **626,25 € HT**
749,00 € TTC



Offre spéciale



OFFERT
valeur : 199 €

1 pack commun acheté

= 1 Tooxy offerte*
code promo TPM

* Offre valable jusqu'au 30 juin 2010

Pack découverte Tooxy SVT

475,00 €



- Composition**
- 1 console Tooxy
 - 1 Atelier Scientifique embarqué Physique-Chimie
 - 1 Atelier Scientifique embarqué SVT
 - 1 capteur Oxymètre
 - 1 sonde O₂ Air/Eau

Réf. 483 001 00 **397,16 € HT**
475,00 € TTC



Offre spéciale



OFFERT
valeur : 199 €

2 packs SVT achetés

= 1 Tooxy offerte*
code promo TBA

* Offre valable jusqu'au 30 juin 2010


Logiciel Atelier Scientifique Collège 5.0

(Licence console)

Pour profiter de toutes ses fonctionnalités

- Le logiciel étant associé à l'interface, cette licence correspond à une version console de l'Atelier Scientifique.
- La gestion logicielle est très simple et se fait via **internet**. Avec Tooxy en mode connecté et sur le site www.jeulin.fr, vous pouvez aisément consulter le nombre de licences que vous possédez et ainsi gérer votre parc logiciel.
- **Plus aucune attente** : après validation de votre achat et dès la mise en marche de Tooxy (mode connecté), vous pouvez télécharger l'Atelier Scientifique 5.0, quel que soit le PC utilisé.

Réf. 000 825 01 **50,00 € HT**
59,80 € TTC



En mode Ex.A.O. Logiciel embarqué prêt à l'emploi

- Mode simplifié de l'Atelier Scientifique déjà installé, avec mise en œuvre "Plug & play"
- Version Physique - Chimie et version SVT pour couvrir tous vos TP
- Exploitable immédiatement pour réaliser de l'acquisition de données en mode connecté sur un ordinateur (PC, MAC, Linux...)



Aucune installation !

Conçue et réalisée par des professeurs de collège pour des élèves de collège

Et bien plus encore


La solution autonome pour toutes vos mesures

La Tooxy est une console innovante avec 2 logements pour capteurs avec écran. Avec une base unique, vous abordez l'ensemble des thèmes expérimentaux du collège quelle que soit la discipline.

Pour aller encore plus loin

Téléchargez l'Atelier Scientifique Collège 5.0 dans votre console Tooxy !

- Bénéficiez de l'ergonomie et des fonctionnalités avancées
 - tableur,
 - compte-rendu,
 - 3 modes (simplifié, généraliste, dédié) pour adapter votre pédagogie
- Une fois téléchargé et embarqué dans la console, l'Atelier Scientifique 5.0 est exploitable sur tous les ordinateurs de l'établissement.



▲ Fonction Annotation

Témoin de connexion



“

“La Tooxy fait vraiment évoluer mes pratiques expérimentales, je peux mettre en place une vraie démarche d'investigation et adapter mon TP au niveau de mes élèves. La Tooxy, c'est un outil moderne, simple, très pratique pour les professeurs, et utile pour les élèves...”

Alain, professeur de collège à Paris

Vos TP sont renouvelés !

Avec Tooxy, tout devient possible...

- Branchez 1 ou 2 capteurs.
- Lisez directement la ou les mesures affichées.
- Avec un appareil unique, mesurez simultanément deux grandeurs.



Logiciel intégré

Avec Tooxy, une **nouvelle liberté**

- Connectez en USB votre console à un ordinateur : reconnaissance immédiate.
- Une version simplifiée de votre logiciel Ex.A.O. (l'Atelier Scientifique) démarre sans aucune installation préalable.
- Branchez vos capteurs et c'est parti !
- Affichage des mesures sur l'écran du PC.

En mode mesure à affichage direct



Mesure de pH



Mesure de la fréquence respiratoire

En mode Ex.A.O. connectée au PC



Évolution de la fréquence cardiaque lors d'un effort



Mesure de la concentration d'O₂